

Криомедицинская техника

Оборудование для криотерапии

Тел. +7(495) 729-24-53 <http://www.cryo-mt.ru> e-mail: cryomed@bk.ru



КРИОДЕСТРУКТОР АЗОТНЫЙ «АК-КРИОМЕД»

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-------------|
| Криоагент | жидкий азот |
| Рабочая температура наконечника | до -190°С |
| Расход хладагента на одну заправку, л | до 0,2 |
| Время выхода на рабочий температурный режим, не более, с | 30 |
| Время непрерывной работы при одной заправке, мин | 5-7 |
| Вес комплекта (с упаковкой), не более, кг | 1 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Наименование | Количество |
|-------------------------|------------|
| Криодеструктор (корпус) | 1 шт. |
| Канюля тип К | 2 шт. |

| | |
|---------------------|--------|
| Канюля тип Д | 2 шт. |
| Сменные наконечники | 11 шт. |
| Штатив | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Пособие для врачей | 1 шт. |

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ (хронический тонзиллит, фарингит, ринит, различные образования носа и глотки, храп)
- ДЕРМАТОЛОГИЯ (бородавки, папилломы, сухие мозоли и другие кожные образования)
- КОСМЕТОЛОГИЯ (келлоидные рубцы, угри и прочее)
- ГИНЕКОЛОГИЯ (заболевания шейки матки, влагалища, наружных половых органов)
- СТОМАТОЛОГИЯ (различные новообразования полости рта)
- ПРОКТОЛОГИЯ (геморрой, анальные новообразования и прочее)

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КРИОДЕСТРУКТОРА «АК-КРИОМЕД»:

- Постоянная рабочая температура наконечника до -190°C исключает примораживание наконечника к ткани за счет появления на нем пленки жидкого воздуха.
- Высокая хладопроизводительность позволяет исключить применение устройства отогрева наконечника, что облегчает работу и упрощает условия эксплуатации.

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:

- Отгрузка производится в течение 10 (десяти) рабочих дней после оплаты.
- Гарантийный период 12 месяцев.
- Отгрузка в любой регион России.
- По заявке, за дополнительную плату, комплектуется сосудом Дьюара (для хранения жидкого азота), тележкой для сосуда Дьюара и переливающим устройством (для заправки криодеструктора жидким азотом).